



FRIOS[®] | **DENSPLY**
IMPLANTS

Каталог продукции



DENSPLY
IMPLANTS

0608/70/SB



FRIOS® – Аутогенный путь регенерации кости

Стабильный фундамент - это основа успешной реставрации с опорой на имплантаты. В большинстве случаев перед установкой имплантатов необходимо восстановить утраченный объем костной ткани. Недостаток кости не только делает установку имплантатов сложной или невозможной, но и ставит под угрозу длительный успех реставрации.

Компания DENTSPLY Implants облегчает задачу, предлагая широкую гамму проверенных аппаратов и инструментов FRIOS®.

Использование аутогенной кости по-прежнему считается золотым стандартом в костной пластике. В линейке FRIOS® MicroSaw компания DENTSPLY Implants предлагает полный набор инструментов для выполнения данной методики, клиническая эффективность которой доказана многолетним повседневным применением. Физиодиспенсер FRIOS® Unit S/i в сочетании с хирургическими наконечниками FRIOS® - ваш надежный союзник для любой процедуры от установки имплантатов до аугментации аутокостью при помощи инструментов FRIOS® MicroSaw.

**FRIOS® –
Почувствуйте разницу**

Забор костной ткани **FRIOS®**

FRIOS® MicroSaw – Отдельные инструменты

**Прямые и угловые
наконечники FRIOS®:**
Информация для заказа
на стр. 4

**Физиодиспенсер
FRIOS® Unit S/i:**
Информация для заказа
на стр. 4

	Номер заказа	Наименование
	90 – 6730	Защитная насадка FRIOS® MicroSaw для угловых наконечников: Защитная насадка FRIOS® MicroSaw 75 для углового наконечника FRIOS® WI-75 (Номер заказа 90 – 6710) и FRIOS® WS-75, (Номер заказа 90 – 6720)
	90 – 5031	Защитная насадка FRIOS® MicroSaw для прямых наконечников: Защитная насадка FRIOS® MicroSaw для прямого и изогнутого наконечника
	90 – 5041	Подходит для FRIOS® Unit S: Защитная насадка FRIOS® MicroSaw для углового наконечника 975 Подходит только для углового наконечника FRIOS® (Номер заказа 90 – 5040)

FRIOS® | Забор костной ткани

FRIOS® MicroSaw – Отдельные инструменты

Номер заказа	Наименование
90 – 5086 6 шт. – 2 фрезы, 4 диска (одноразовые)	Фрезы и алмазные диски FRIOS® MicroSaw
90 – 5046 2 шт., одноразовые	Фрезы FRIOS® MicroSaw
90 – 5045 4 шт., одноразовые	Алмазные диски FRIOS® MicroSaw
Долото FRIOS®	
90 – 5037	прямое (D 4 и D 6)
90 – 5038	изогнутое (D 4 и D 6)



прямое (D 4 и D 6),
вид сверху и сбоку



изогнутое (D 4 и D 6),
вид сверху и сбоку

Забор костной ткани | FRIOS®

Трепаны FRIOS®

Трепаны FRIOS®

- Трепаны для забора столбиков аутогенной кости
- Специальный элеватор для легкого удаления костных столбиков

Диаметр трепанов FRIOS® :

	внутренний	внешний
D 3.1	2.0 мм	3.1 мм
D 3.5	2.4 мм	3.5 мм

	Номер заказа	Наименование
	51 – 4091	Трепан ⁶ FRIOS® D 3.1
	51 – 4092	Трепан ⁶ FRIOS® D 3.5
	51 – 4093	Элеватор ⁶ FRIOS®

FRIOS® | Забор костной ткани

FRIOS® BoneCollector

Номер заказа	Наименование
59 – 9010 (с лотком)	FRIOS® BoneCollector
FRIOS® BoneCollector Переходник	
59 – 9014	прямой
59 – 9013	конический
FRIOS® BoneCollector Титановый фильтр^{2/22}	
59 – 9011	1 шт. (одноразовый)
59 – 9015	5 шт. (одноразовый)
FRIOS® BoneCollector Одноразовый наконечник	
59 – 9024	20 шт.















FRIOS® BoneCollector

- Для сбора костной стружки при препарировании ложа имплантатов
- Стерилизуемый титановый корпус, одноразовый наконечник и титановый фильтр



Фиксация материалов | FRIOS®

Инструменты FRIOS® для проведения синус-лифтинга

	Номер заказа	Наименование
	 59 – 7951	Кюрета FRIOS® № 1^{4/6} прямая
	 59 – 7952	Кюрета FRIOS® № 2^{4/6} изогнутая на 120°
	 59 – 7953	Кюрета FRIOS® № 3^{4/6} изогнутая на 90°
	 59 – 7954	Кюрета FRIOS® № 1^{4/6} изогнутая на 60°
	 59 – 7955	Кюрета FRIOS® № 5^{4/6} с двойным изгибом 90°/120°
	 59 – 7956	Кюрета FRIOS® № 6^{4/6} с двойным изгибом 90°/90°
	 59 – 7957	Кюрета FRIOS® № 7^{4/6} с двойным изгибом 90°/60°
	 59 – 7958	Инструмент FRIOS® № 8^{4/6} апликатор (шарик/ложка)
	 59 – 7959	Инструмент FRIOS® № 9^{4/6} апликатор (ложка/штопфер)
	 59 – 7960	Инструмент FRIOS® № 10^{4/6} апликатор (конус/цилиндр)
	59 – 8003	Набор фрез FRIOS® для синус-лифтинга
		

FRIOS® | Фиксация материалов

Набор для синус-лифтинга FRIOS®

Номер заказа

Наименование


59 – 8000

Набор для синус-лифтинга FRIOS®

Содержит:
Набор фрез,
10 Инструментов,
Чашку для смешивания материалов
Лоток

Набор для синус-лифтинга FRIOS®

- Все необходимые инструменты для проведения открытого синус-лифтинга
- Набор фрез для создания бокового доступа к верхнечелюстной пазухе
- Кюреты для отслаивания оболочки
- Чашка для смешивания и инструменты для внесения и уплотнения материала в пазухе




Фиксация материалов | FRIOS®

Набор для фиксации FRIOS® – Отдельные инструменты

Набор для фиксации FRIOS®

- Для точного позиционирования пинов FRIOS®
- Угловые и прямые пинодержатели для фиксации пинов
- Позиционер для исключительной точности
- Одноразовые фрезы для очень плотной костной ткани




Номер заказа	Наименование
59 – 9035	Одноразовая фреза ⁶ для пинов FRIOS® (пилотная фреза)
59 – 9036	Позиционер фрезы ⁶ для пинов FRIOS®
59 – 9037	Сменная насадка позиционера ⁶ FRIOS®
59 – 9034	Пинодержатель ⁶ FRIOS®
59 – 9040	
59 – 9039	Сменная насадка пинодержателя ⁶ FRIOS®
59 – 9041	
59 – 9042	Универсальная рукоятка пинодержателя и позиционера ⁶ FRIOS®

Набор для фиксации FRIOS®

Номер заказа	Наименование
59 – 9044	Набор для фиксации FRIOS®

Содержит:

- 8 x 6 **Пинов FRIOS®**
(стерильные, в диспенсерах)
- 6 **одноразовых фрез для пинов FRIOS®**
- 1 **прямой пинодержатель FRIOS®**
- 1 **угловой пинодержатель FRIOS®**
- 1 **сменная насадка для прямого пинодержателя FRIOS®**
- 1 **сменная насадка для углового пинодержателя FRIOS®**
- 1 **Позиционер сверла для пинов FRIOS®**
- 1 **Молоток**
- 1 **Подставка для пинов FRIOS®**
- 1 **Лоток для стерилизации набора FRIOS®**



Фиксация материалов | FRIOS®

Пины FRIOS®

Пины FRIOS®

- Для надежной фиксации мембран
- Биосовместимые, изготовлены из титанового сплава, стерилизованы гамма-излучением
- Для фиксации резорбируемых и нерезорбируемых мембран
- Набор для фиксации пинов FRIOS®

Номер заказа	Наименование
59 – 9029	Клинический набор пинов⁴ FRIOS® (3 x 6 пинов, стерильные) в комплекте с прямой насадкой для пинодержателя FRIOS®
59 – 9030	Упаковка пинов⁴ FRIOS® (6 пинов, стерильные)




Титановые мембраны FRIOS® BoneShield

Титановые мембраны FRIOS® BoneShield

- Мембраны изготовлены из формованного титана для обеспечения высокой механической прочности и трехмерной стабильности
- Лазерная перфорация для диффузии кислорода и миграции клеток
- Фиксация пинами FRIOS®

Номер заказа	Наименование
	FRIOS® BoneShield¹ (стерильные)
59 – 7010	овальная 20/15 мм
59 – 7020	овальная 24/20 мм
59 – 7110	треугольная 16/14 мм
59 – 7120	треугольная 21/17 мм
59 – 7200	фиксируемая к имплантату
59 – 7300	прямоугольная 33/25 мм



Масштаб 1:1

Некоторые продукты поставляются не во все страны.
Для получения наиболее полной информации
об ассортименте и наличии продукции обратитесь
к местному представителю DENTSPLY.

Дистрибьютор на территории России



Группа компаний «СИМКО»

105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.7, стр.7
Тел.: +7 495 737 8003, +7 495 737 8004
Факс: +7 495 737 3826
orders@simkodent.ru
www.simkodent.ru

DENTSPLY Implants • Steinzeugstr. 50, 68229 Mannheim, Germany
Tel: +49 621 4302000
Fax: +49 621 4302001

CE для оборудования FRIADENT Класс I

CE 0123 для оборудования FRIADENT Класс IIa, IIb и III

Производитель наконечников FRIOS® и физиодиспенсера FRIOS® Unit S/i:
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH • 5111 Bürmoos/Austria.

CE 0297

www.dentsplyimplants.com.ru

DENTSPLY
IMPLANTS